



Comfort pyörätuoli Netti V

Comfort pyörätuoli Netti V:tä voidaan käyttää aktiivisille henkilöille, jotka voivat kelata itsenäisesti sekä passiivisemmille henkilöille, joita avustaja työntää. Ainutlaatuista Netti V:ssä on se, että sama tuoli voidaan säätää molempien tarpeiden mukaan – usein vaihtamatta tai lisäämättä ylimääräisiä osia.

Netti V on suunniteltu siten, että pyörätuoli on helppo mukauttaa käyttäjälle paikan päällä. Ilman lisäosia voit säätää istuinyksikköä (istuinkorkeus, istuinsyvyys, istuimen leveys) sekä jalkatukia, pääntukea ja selkätukea. Tämä takaa täydellisen istuvuuden.

Portaaton niskatuen sivuttaissäätö, epäsymmetrinen selkänojan muoto ja mahdollisuus käyttää sisäänrakennettua jalkatukien levitysmahdollisuutta huomioivat erilaisia epäsymmetrioita.

Netti V -pyörätuolissa on ainutlaatuinen istuinkorkeussäätö. Tämä mahdollistaa 100 mm säädön muuttamatta pyörän asentoa, pyörän kokoa tai muita osia. Netti V:llä saavutat istuinkorkeudet välillä 386-486 mm vakio kuljetuspyörillä 24" ja tukipyörillä 7".

Ainutlaatuisen rakenteen vuoksi koko istuinta voi siirtää portaattomasti taakse- tai eteenpäin rungon päällä parhaan tasapainopisteen saavuttamiseksi. Lisäksi etu- ja takapyörien välistä etäisyyttä voi muuttaa 125 mm pyörätuolin vakauden ja ohjattavuuden optimoimiseksi.

joustavan rakenteen ansiosta käyttäjä voi käyttää samaa pyörätuolia pitkään. Pyörätuolia ei tarvitse vaihtaa, jos käyttäjän aktiivisuustaso muuttuu tai jos korkeudessa ja leveydessä on pieniä muutoksia.

- Yksi tuoli – monta ratkaisua
- Matala istuinkorkeus aktiiviseen käyttöön
- Korkea istuinkorkeus passiiviseen käyttöön

Valmistaja: AluRehab

Materiaali: Runko alumiinia

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen **huolellinen pyyhintä kostealla liinalla ja kuivaus.**

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Voidaan pestä apuvälineille tarkoitettussa pesukoneessa max. 60°, max. 3 minuuttia.

Nimike	Tuote
NETTID53535	Comfort pyörätuoli Netti V 35-40 x 37,5-55 cm
NETTID54040	Comfort pyörätuoli Netti V 40-45 x 37,5-55 cm
NETTID54545	Comfort pyörätuoli Netti V 45-50 x 37,5-55 cm
NETTID55050	Comfort pyörätuoli Netti V 50-55 x 37,5-55 cm

Tekniset ominaisuudet	Netti V
Istuinleveys	350 – 400 mm, 400 – 450 mm, 450 – 500 mm, 500 – 550 mm
Kokonaisleveys 24” kuljetuspyörillä	Istuinleveys + 190 mm
Istuinkorkeus 24” kuljetuspyörillä ja 7” tukipyörillä, lattiasta istuimen pintaan	386 – 456 mm
Istuinsyvyys	375 – 550 mm
Selkäosan korkeus	500 – 600 mm
Istuinkulman säätö	-3° – 30°
Selkäosankulmasäätö	85° – 130°
Käsitukien korkeussäätö, istuimen pinnasta käsinojan yläpintaan	185 – 325 mm
Kääntösäde jalkatukien kanssa	666 – 702 mm
Kokonaispituus	1000 – 1200 mm
Maksimi käyttäjäpaino	135 kg
Törmäystestattu	ISO 7176-19 mukaisesti
Valmistajan myöntämä runkotakuu	5 vuotta

