



Bima Comfort



Kohderyhmä, mallit ja ominaisuudet

Mukavuutta ja painetta jakava ja tasaava istuintyyny käyttäjille, jotka ovat herkkiä paineelle ja/tai kivulle. Käyttäjä voi itsenäisesti vaihtaa asentoa istuessaan.

Tyynyssä on pyöristetty takareuna selkänojaa varten. Tarkoitettu käytettäväksi markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin pyörätuolimalleihin.



Istuintyyny on lääkinällinen laite. CE-merkitty MDR (EU) 2017/745 – standardin mukaisesti. Eudamed-rekistrerinumero / SRN: SE-MF-000001678

ISO-koodi: 181006 Painehaavoja ennaltaehkäisevä. Tyynyn paino: 1,0 kg - 40x43 cm mitoilla.

Tyynyssä on EAN-13 viivakoodimerkintä 73 400473 AAAA K mukaisesti.

Kahden vuoden takuu materiaalin ja valmistusvirheiden osalta. Tyyny täyttää palostandardit ISO 7176–16 mukaisesti.

Kehittänyt ja valmistanut BIMA PLASTTEKNIK AB Ruotsissa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Respectan asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0207 649 748 tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@respecta.fi.



Käsittely

Tarkista, että pakkaus on kokonainen ja ehjä.



Poista muovipussi ja katso valkoinen etiketti tyynyn alapuolella. Tämä puoli on tyynyn alapuoli ja nuoli osoittaa tyynyn taustapuolen. Musta etiketti, jossa on keltainen teksti (TAAKSE) osoittaa tyynyn taustapuolen.



Puhdistus ja hoito

Tyyny ei vaadi säätöä tai huoltoa. Istuintyyny vaatii ainoastaan puhdistuksen, jotta se on hygieeninen. Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä se pintadesinfiointiaineella, tai vaihtoehtoisesti vedellä ja saippualliuoksella.

Höyrypuhdistus on myös mahdollista. Tyyny kuivataan lämpimässä, hyvin ilmastoidussa paikassa (kuivauskaappi). Päällinen on konepestävä 60 °C:ssa vetoketju suljettuna. Käytä linkousta ja kuivaus kuivausrummussa ja tai kuivauskaapissa. Laita päällinen takaisin paikoilleen merkintöjen mukaisesti, oikaise päällisen kulmat ja varmista, että päällinen sopii hyvin paikoilleen. Tyyny säilytetään kuivassa, mieluiten huoneenlämpöisessä tilassa. Älä purista tai taita tyynyä.



Laatu

Varmistetaan, että tyyny toimii oikein ja turvallisesti suunnitellun käyttöikänsä ajan (5 vuotta). Tarkista, että tyynyn pinnassa ei ole halkeamia tai painaumia. Päällisen tulee olla ehjä. Kuopat / painaumet istuinkyhmyjen alueella ovat merkki siitä, että tyyny on käytetty loppuun ja se on vaihdettava. Käyttöikä voi vaihdella käytön ja hoidon mukaan.



Lisäpäällinen

Tilataksesi lisäpäällisen ilmoita CV22+ tuotenumero, esim. CV22-4043-P. Tilataksesi inkontinenssipäällisen ilmoita CV22 + tuotenumero, esim. CV22-4043-P-4.



Kierrätys

Tyyny ja päällinen lajitellaan palavaksi jätteeksi, ja ne menevät energiakäyttöön.



Varotoimet

1. Tyyny on tarkoitettu käytettäväksi pyörätuoleissa.
2. Tyynyn koon on oltava pyörätuoliin sopiva.
3. Kun tyynyä ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa paikassa, mieluiten huoneenlämmössä.
4. Vältä tyynyn puristumista tai taittumista säilytyksen aikana.
5. Älä käytä tyynyä auton istuimella, sillä äkillisessä jarrutuksessa on vaarana, että tyyny liukuu pois paikaltaan.
6. Tyyny täyttää asetetut palovaatimukset, mutta tuli, palava savuke tai muut syttymislähteet voivat vaurioittaa sitä.
7. Vältä altistamista tyynyä sateelle ja kosteudelle. Myös terävät esineet ja voimakkaat kemikaalit voivat vaurioittaa tyynyä.
8. Istuintyynyyn voidaan tehdä normaalisti pienenhköjä muutoksia, kuten pyöristää kulmia tai säätää sitä jalkojen pituuden mukaan, ilman, että muutokset heikentävät tyynyn ominaisuuksia. Muutokset on kuitenkin aina dokumentoitava.
9. Puutteet merkitään johtamisjärjestelmässämme olevaan poikkeamaraporttiin, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoita kaikista tuotteiden käyttöön liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista jakelijalle. Vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on myös ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle.



Tuotenumero, mitat ja maksimikäyttäjäpaino

Bima Comfort		Tyynyn syvyysmitta mitataan keskeltä edestä taakse.						
(cm)	Istuinsyvyys						Kork.	Max käyttäjäpaino
Leveys	40	43	45	47	50	55		
35	22-3540	22-3543	22-3545	22-3547	22-3550		5/7/10	125
37,5	22-3740	22-3743	22-3745	22-3747	22-3750		5/7/10	125
40	22-4040	22-4043	22-4045	22-4047	22-4050	22-4055	5/7/10	125
42,5	22-4240	22-4243	22-4245	22-4247	22-4250		5/7/10	135
44						22-4455	5/7/10	135
45	22-4540	22-4543	22-4545	22-4547	22-4550		5/7/10	135
47,5	22-4740	22-4743	22-4745	22-4747	22-4750		5/7/10	135
48						22-4855	5/7/10	135
50	22-5040	22-5043	22-5045	22-5047	22-5050	22-5055	5/7/10	135