



Bima Comfort XL



Kohderyhmä, mallit ja ominaisuudet

Mukavuutta ja painetta jakava ja tasaava istuintyyny käyttäjille, jotka ovat herkkiä paineelle ja/tai kivulle. Käyttäjä voi itsenäisesti vaihtaa asentoa istuessaan.

Tyynyssä on pyöristetty takareuna selkänojaa varten. Tarkoitettu käytettäväksi markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin pyörätuolimalleihin.



Istuintyyny on lääkinnällinen laite. CE-merkitty MDR (EU) 2017/745 – standardin mukaisesti. Eudamed-rekistrerinumero / SRN: SE-MF-000001678

ISO-koodi: 181006 Painehaavoja ennaltaehkäisevä. Tyynyn paino: 1,6 kg - 50x50 cm mitoilla.

Tyynyssä on EAN-13 viivakoodimerkintä 73 400473 AAAA K mukaisesti.

Kahden vuoden takuu materiaalin ja valmistusvirheiden osalta. Tyyny täyttää palostandardit ISO 7176–16 mukaisesti.

Kehittänyt ja valmistanut BIMA PLASTTEKNIK AB Ruotsissa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Respectan asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0207 649 748 tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@respecta.fi.



Käsittely

Tarkista, että pakkaus on kokonainen ja ehjä.



Poista muovipussi ja katso valkoinen etiketti tyynyn alapuolella. Tämä puoli on tyynyn alapuoli ja nuoli osoittaa tyynyn taustapuolen. Musta etiketti, jossa on keltainen teksti (TAAKSE) osoittaa tyynyn taustapuolen.



Puhdistus ja hoito

Tyyny ei vaadi säätöä tai huoltoa. Istuintyyny vaatii ainoastaan puhdistuksen, jotta se on hygieeninen. Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä se pintadesinfiointiaineella, tai vaihtoehtoisesti vedellä ja saippualliuoksella.

Höyrypuhdistus on myös mahdollista. Tyyny kuivataan lämpimässä, hyvin ilmastoidussa paikassa (kuivauskaappi). Päällinen on konepestävä 60 °C:ssa vetoketju suljettuna. Käytä linkousta ja kuivaus kuivausrummussa ja tai kuivauskaapissa. Laita päällinen takaisin paikoilleen merkintöjen mukaisesti, oikaise päällisen kulmat ja varmista, että päällinen sopii hyvin paikoilleen. Tyyny säilytetään kuivassa, mieluiten huoneenlämpöisessä tilassa. Älä purista tai taita tyynyä.



Laatu

Varmistetaan, että tyyny toimii oikein ja turvallisesti suunnitellun käyttöikänsä ajan (5 vuotta). Tarkista, että tyynyn pinnassa ei ole halkeamia tai painaumia. Päällisen tulee olla ehjä. Kuopat / painaumet istuinkyhmyjen alueella ovat merkki siitä, että tyyny on käytetty loppuun ja se on vaihdettava. Käyttöikä voi vaihdella käytön ja hoidon mukaan.



Lisäpäällinen

Tilataksesi lisäpäällisen ilmoita CV22+ tuotenumero, esim. CV22XL-5043-P. Tilataksesi inkontinenssipäällisen ilmoita CV22 + tuotenumero, esim. CV22XL-5043-P-4.



Kierrätys

Tyyny ja päällinen lajitellaan palavaksi jätteeksi, ja ne menevät energiakäyttöön.



Varotoimet

1. Tyyny on tarkoitettu käytettäväksi pyörätuoleissa.
2. Tyynyn koon on oltava pyörätuoliin sopiva.
3. Kun tyynyä ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa paikassa, mieluiten huoneenlämmössä.
4. Vältä tyynyn puristumista tai taittumista säilytyksen aikana.
5. Älä käytä tyynyä auton istuimella, sillä äkillisessä jarrutuksessa on vaarana, että tyyny liukuu pois paikaltaan.
6. Tyyny täyttää asetetut palovaatimukset, mutta tuli, palava savuke tai muut syttymislähteet voivat vaurioittaa sitä.
7. Vältä altistamista tyynyä sateelle ja kosteudelle. Myös terävät esineet ja voimakkaat kemikaalit voivat vaurioittaa tyynyä.
8. Istuintyynyyn voidaan tehdä normaalisti pienehköjä muutoksia, kuten pyöristää kulmia tai säätää sitä jalkojen pituuden mukaan, ilman, että muutokset heikentävät tyynyn ominaisuuksia. Muutokset on kuitenkin aina dokumentoitava.
9. Puutteet merkitään johtamisjärjestelmässämme olevaan poikkeamaraporttiin, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoita kaikista tuotteiden käyttöön liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista jakelijalle. Vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on myös ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle.



Tuotenumero, mitat ja maksimikäyttäjäpaino

Bima Comfort XL		7 cm korkea tyyny						
(cm)	Istuinsyvyys						Kork. cm	Max käyttäjäpai no
Leveys	40	43	45	47	50	55		
48	22XL-7-4840	22XL-7-4843	22XL-7-4845	22XL-7-4847	22XL-7-4850	22XL-7-4855	7	150
50	22XL-7-5040	22XL-7-5043	22XL-7-5045	22XL-7-5047	22XL-7-5050	22XL-7-5055	7	150
52,5	22XL-7-5240	22XL-7-5243	22XL-7-5245	22XL-7-5247	22XL-7-5250	22XL-7-5255	7	150
55	22XL-7-5540	22XL-7-5543	22XL-7-5545	22XL-7-5547	22XL-7-5550	22XL-7-5555	7	150
57,5	22XL-7-5740	22XL-7-5743	22XL-7-5745	22XL-7-5747	22XL-7-5750	22XL-7-5755	7	150
60	22XL-7-6040	22XL-7-6043	22XL-7-6045	22XL-7-6047	22XL-7-6050	22XL-7-6055	7	150

Bima Comfort XL		10 cm Korkea tyyny						
(cm)	Istuinsyvyys						Kork. cm	Max käyttäjäpai no
Leveys	40	43	45	47	50	55		
48	22XL-10-4840	22XL-10-4843	22XL-10-4845	22XL-10-4847	22XL-10-4850	22XL-10-4855	10	180
50	22XL-10-5040	22XL-10-5043	22XL-10-5045	22XL-10-5047	22XL-10-5050	22XL-10-5055	10	180
52,5	22XL-10-5240	22XL-10-5243	22XL-10-5245	22XL-10-5247	22XL-10-5250	22XL-10-5255	10	180
55	22XL-10-5540	22XL-10-5543	22XL-10-5545	22XL-10-5547	22XL-10-5550	22XL-10-5555	10	180
57,5	22XL-10-5740	22XL-10-5743	22XL-10-5745	22XL-10-5747	22XL-10-5750	22XL-10-5755	10	180
60	22XL-10-6040	22XL-10-6043	22XL-10-6045	22XL-10-6047	22XL-10-6050	22XL-10-6055	10	180