

Comfort pyörätuoli NETTI IIIXHD & IIXXHD



Vahvistettu Netti IIIXHD ja IIXXHD comfort-pyörätuolit ovat isokokoisille käyttäjille. Tuolin runko, pyörät ja käsi- / jalkatuet on vahvistettu, samoin istuinkulman ja selkäosankulman säätöä varten on kaksi kaasujousta, joten tuolin maksimikäyttäjäpaino on 200 kg. Istuinleveydet 50 / 55 / 60cm.

Ominaisuuksia:

- Tuolissa on muotoiltu päätuki, jota on helppo säätää ilman työkaluja
- Tuolin istuinkulmaa voidaan kallistaa -9° - +16°
- Tuolin selkäosaa voidaan kallistaa 86° -133°
- Istuinkulmaa ja selkäosan kallistusta säätämällä istuma-asentoa voidaan vaihdella päivän aikana, pidentäen yhtäjaksoista istuma-aikaa sekä ennaltaehkäistä painehaavojen syntyä.
- Pyörätuolissa on vakiona kaksi kaatumaestettä, joiden ylös kääntäminen on helppoa esteitä ylittäessä.
- Tarrasäätöisen selkäosan ja muotoillun selkätyynyn ansiosta selkäosa saadaan säädettyä kullekin käyttäjälle mukavaksi.
- Selkä- ja istuintyyny voidaan irrottaa ja päälliset pestä pesukoneessa.

Valmistaja: Alurehab

Rungon materiaali: Alumiini

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen **huolellinen pyyhintä kostealla liinalla ja kuivaus.**

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tuotenumero	Tuote
NETTIX20050	Pyörätuoli Netti IIIXHD 50x40-50 cm
NETTIX20055	Pyörätuoli Netti IIIXHD 55x40-50 cm
NETTIX20060	Pyörätuoli Netti IIIXHD 60x40-50 cm
NETTIX20065	Pyörätuoli Netti IIXXHD 65x40-50 cm
NETTIX20070	Pyörätuoli Netti IIXXHD 70x40-50 cm
NETTIX20075	Pyörätuoli Netti IIXXHD 75x40-50 cm

Tekniset ominaisuudet	Netti IIIXHD & IIIXXHD
Istuinleveys	50 cm / 55 cm / 60 cm / 65 cm / 70 cm / 75 cm
Istuinleveyden säätö (optio)	2 x 2,5 cm
Istuinsyvyys, säätö 2,5cm:n välein	40 – 50 cm
Selkäosan korkeus	50 – 60 cm
Istuinkorkeus edestä, ilman istuintyynyä	45 cm / 47,5 cm
Istuinkulmansäätö	-9° - +16°
Selkäosan kulmansäätö	86° - 113°
Säärimitan säätö	36 – 64 cm
Käsitukien korkeussäätö, istuimen pinnasta mitattuna	18,5 – 32,5 cm
Kokonaisleveys; vakio kuljetuspyörät / rumpujarrupyörät	Istuinleveys +24 cm
Kuljetuspyörät, (vahvistettu pinnavanne)	24" 1 3/8" HD Flexel
Tukipyörät (vahvistettu haarukka)	8", 200x50 mm PU
Max. Käyttäjäpaino	200 kg
Sallittu max. kuormitus käytettäväksi autokuljetuksessa istuimena	160 kg
Kokonaispaino alkaen	36 kg
Törmäystestattu (160 kg)	ISO7176-19 standardin mukaisesti

