

Comfort-pyörätuoli Netti 4U CE Plus

Netti 4U CE Plus Comfort -pyörätuoli soveltuu erinomaisesti hoivaympäristökäyttöön. Käyttäjä jaksaa istua tuolissa pidempään, kun asentoa voidaan vaihdella aktiivisesta istuma-asennosta lepoasentoon. Asennon vaihtelut vähentävät myös lihaskireyksiä ja pienentävät painehaavariskiä. Suurikokoisten kuljetuspyörien ja avustajajarrujen ansiosta tuolin kanssa on helppo liikkua myös ulkona.

Ominaisuuksia:

- Muotoiltu päätuki, jota on helppo säätää ilman työkaluja
- Istuinkulman kallistus kaasujousiavusteisesti -5° - $+20^{\circ}$
- Selkäosaa voidaan kallistaa 90° - 135°
- Istuinkulman ja selkäosan kallistus-ominaisuuden avulla istuma-asentoa voidaan vaihdella helposti päivän aikana. Tämä pidentää yhtäjaksoista istuma-aikaa sekä ennaltaehkäisee painehaavojen syntyä.
- Kulmasäädettävät jalkatuet, kulmasäädettävillä astinlaudoilla.
- Kaksi kaatumaestettä, ylös käännettävissä esteitä ylittäessä
- Tarrasäätöinen selkäosa ja muotoiltu selkätyyny. Selkätyyny voidaan irrottaa ja sen päällinen voidaan pestä pesukoneessa. Istuin- ja selkätyynyn päälliset nesteitä hylkivää kangasta.
- Jarrut sekä käyttäjälle että avustajalle
- Kelauspyörät 24" PU, pikalukittavat
- Tukipyörät 175x45mm PU
- Pyörätuoli soveltuu liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen ajoneuvossa (ISO 7176-19) mukaisesti

Valmistaja: AluRehab

Rungon materiaali: Alumiini

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen **huolellinen pyyhintä kostealla liinalla ja kuivaus.**

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tuotenumero	Tuote
NETTID64035-FI	Netti 4U CE Plus 35x42,5-50 cm
NETTID64040-FI	Netti 4U CE Plus 40x42,5-50 cm
NETTID64045-FI	Netti 4U CE Plus 45x42,5-50 cm
NETTID64050-FI	NETTI 4U CE Plus 50x42,5-50 cm

Tekniset ominaisuudet	Netti 4U CE Plus
Istuinleveys	35 cm / 40 cm / 45 cm / 50cm
Istuinsyvyys (säädettävissä 2,5 cm:n välein)	42,5 – 50 cm
Selkäosan korkeus	50 cm
Selkäosan kallistus, portaattomasti	90° - 135°
Istuinkulman kallistus, portaattomasti	-5° - +20°
Istuinkorkeus edestä 24” kuljetuspyörillä, ilman tyynyä	46,5 – 50 cm
Kokonaisleveys rumpujarrulliset kuljetuspyörät	Istuinleveys + 19,5cm
Säärimitta, automaattinen pituuskompensaatio	32 – 68 cm
Käsitukien korkeus istuimen pinnasta	27 – 36 cm
Max. Kuormitus	135 kg
Tuolin paino	28,5 kg
Törmäystestattu	ISO 7176 - 19

