



Comfort pyörätuoli Netti 4U CED XL

Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CED XL on Isokokoisemmille henkilöille tarkoitettu versio NETTI 4U CED- pyörätuolista. Netti 4U CED on NETTI 4U- tuoteperheen varustelultaan monipuolisin ja säädettävin tuoli. Tuoli mitoitetaan ja varustelu valitaan jokaiselle käyttäjälle yksilöllisesti. Tuolin ilmava rakenne ja kapea kokonaisleveys tekevät siitä optimaalisen tuotteen ahtaisiin sisätiloihin ja kapeisiin oviaukkoihin. Tuoli on helposti purettavissa kasaan kuljetusta varten ja se mahtuu yleisimpiin farmariluokan autoihin.

NETTI 4U CED XL on levennetty ja vahvistettu versio, jossa maksimi käyttäjäpaino on 160 kg. Tuoli on ideaalinen valinta henkilölle, joka istuu tuolissa pitkiä aikoja päivän aikana.

Tuolissa on vakio-ominaisuuksina mm. taakse käännettävät käsituet, voimakkaasti sivutukea antava päätuki, asymmetrisesti syvyys säädettävät jalkatuen runkokiinnikkeet, avustajaa varten kulma- ja korkeussäädettävä työntötanko.

Ominaisuuksia:

- Istuinleveyden kavennus mahdollisuus
- Paljon erilaisia istuintyyne ja selkäosa vaihtoehtoja
- Paljon erilaisia jalka- ja käsituki vaihtoehtoja
- Paljon erilaisia päätuki vaihtoehtoja
- Tuoli soveltuu käytettäväksi istuimena autossa ISO7176-19 standardin mukaisesti, maksimi kuormitus autokuljetuksessa 136 kg

Valmistaja: AluRehab

Rungon materiaali: alumiini

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen **huolellinen pyyhintä kostealla liinalla ja kuivaus.**

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tuotenumero	Tuote
NETTID65055	Comfort pyörätuoli Netti 4U CED XL 55 x 42,5–50 cm
NETTID65060	Comfort pyörätuoli Netti 4U CED XL 60 x 42,5–50 cm

Tekniset ominaisuudet	Netti 4U CED XL
Istuinleveys	55 / 60 cm
Istuinleveyden kavennus	2 x 15 mm
Kokonaisleveys	<ul style="list-style-type: none">• Istuinleveys +18 cm 22" / 24" kuljetuspyörät• Istuinleveys +19,5 cm 22" / 24" rumpujarrupyörät• Istuinleveys +17 cm 12" / 16" rumpujarrupyörät
Istuinsyvyys	42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm
Selkäosan korkeus	50 / 60 cm
Istuinkulman säätö	-5° - +20°
Selkäosan kulmasäätö	92 - 137°
Istuinkorkeus	465 mm
Säärimitan säätöväli	360 - 500 mm
Käsituen korkeus istuimen pinnasta	265 - 355 mm
Maksimikuormitus	160 kg
Kokonaispaino alkaen	30 kg
Törmäystestattu	160 kg
Valmistajan ilmoittama odotettavissa oleva käyttöikä	5 - 6 vuotta

