

Klick Monster

Klick Monster on sähkötoiminen lisävoima-ajolaite, joka sopii käytettäväksi useimpien markkinoilla olevien manuaalisten pyörätuolien kanssa.

Käyttö on helppoa, sisällä ja ulkona. Kun laite kytketään pyörätuoliin, pyörätuolin etupyörät nousevat irti maasta ja ajolaitteen ”vetoyksikkö” muuttuu ohjaamaan ja vetämään pyörätuolia.

Tehokkaan ja suorituskykyisen moottorin sekä ison renkaan ansiosta Monster on erinomainen valinta pitkien etäisyyksien ja haastavien maasto-olosuhteiden taklaajaksi.

- Asennettavissa sekä kiinteä- ja ristikkorunkoiseen pyörätuoliin
- Soveltuu käytettäväksi tyypillisimpien pyörätuolimallien kanssa
- Sisältää seisomatuen, pysyy pystyssä varastoitaessa / säilytyksessä
- Ajonopeus maksimi 15 km/h
- Asennussarja irrotettavissa tuolin rungosta
- Laite on CE-merkitty ja täyttää MDR EU 2017/745 mukaiset luokan 1 lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset



Valmistaja: Klaxon Mobility GmbH

Materiaali: Alumiini

Valmistusmaa: Itävalta



Tahrat tulee poistaa heti kostealla sienellä



Puhdistus kostealla liinalla tai sienellä

70%

Voidaan desinfioida pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tuotenumero

M-N1000W20

Tuote

Ajolaite Klick Monster

Tekniset tiedot	Klick Monster
Laitteen paino	15,3 kg
Moottorin teho (nimellisteho/ hetkellinen huipputeho)	1000 W / 1500 W
Vääntö	48 V
Renkaan koko	20" x 4"
Valmistajan ilmoittama ajomatka	45 – 50 km
Käyttäjän maksimipaino	120 kg

