

Klick Scrambler



Klick Scrambler on sähkötoiminen lisävoima-ajolaite, joka sopii käytettäväksi useimpien markkinoilla olevien ristikko- ja kiinteärunkoisten manuaalipyörätuolien kanssa.

Käyttö on helppoa sisällä ja ulkona. Kun laite kytketään pyörätuoliin, pyörätuolin tukipyörät nousevat irti alustasta ja ajolaitteen ”vetoyksikkö” muuttuu ohjamaan ja vetämään pyörätuolia.

Tehokkaan, suorituskykyisen moottorin ansiosta Scramblerilla voi liikkua monenlaisessa maastossa ja alustoilla. Erittäin leveän, 80 mm:n kosketuspinnan omaavan all-road-renkaan ansiosta käytössä on maksimaalinen pito kaikissa olosuhteissa ja myös märkisessä maastossa.

Vakiovarusteina: 300/8-kokoinen leveä all-road-rengas sekä elektroniset ajoavustusjärjestelmät MDC (suora liikkeenhallinta), EBS (elektroninen jarrujärjestelmä) ja ISC (vakionopeudensäädin) ja latauslaite.

- Laite soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Asennettavissa sekä kiinteä- että ristikkorunkoiseen pyörätuoliin
- Soveltuu käytettäväksi tyypillisimpien pyörätuolimallien kanssa
- Sisältää seisomatuen, pysyy pystyssä varastoitaessa / säilytyksessä
- Ajonopeus maksimi 15 km/h
- Ajomatka yhdellä latauksella jopa 50 km (tasainen maasto, ajonopeus 10 km/h, käyttäjän paino 75 kg)
- Laite on CE-merkitty ja täyttää MDR EU 2017/745 mukaiset luokan 1 lääkekäyttöön laitteille asetetut vaatimukset.

Valmistaja: Klaxon Mobility GmbH/
Etac Ab

Valmistusmaa: Itävalta

 Tahrat tulee poistaa heti
kostealla liinalla

 Puhdistus kostealla liinalla
tai sienellä

 Voidaan desinfioida sumuttamalla
Tai pyyhkimällä 70%:lla alkoholilla
(etanoli)

Tuotenumero	Tuote
S002512S	Ajolaite Klick Scrambler, Vakio-ohjaustangolla
S002512T	Ajolaite Klick Scrambler, Tetra-ohjaustangolla

Tekniset tiedot	Klick Scrambler
Laitteen paino vakio-ohjaustanko / tetra-ohjaustanko	11,8 kg / 12,4 kg
Moottorin teho (nimellisteho / hetkellinen huipputeho)	250 W / 750 W
Vääntö	65 Nm
Renkaan koko	13,3" x 3,0" (340 mm x 80 mm)
Valmistajan ilmoittama ajomatka	45 - 50 km
Käyttäjän maksimipaino	120 kg

