

Työtuoli Tango 700



Tango 700 Active S istuin- ja selkäosa



Tango 700 Contour S istuin- ja selkäosa

VELA Tango 700 on tuolimalli, joka on suunniteltu tukemaan ihmisen omatoimisuutta ja osallisuutta arjen kotiaskareisiin. Tuoli mahdollistaa aktiivisen toimimisen, kuten ruoanlaiton ja kodinhoidon, istuma-asennosta käsin.

Tango 700 istuinkorkeutta säädetään kaasujousella, lisäksi istuinkulma on säädettävissä. Istuimen lukittava pyörähdystoiminta helpottaa kahden eri tason äärellä työskentelyä. Tuolissa on korkeussäädettävä selkänoja ja käsinojissa on korkeus- ja etäisyyssäätö.

Tango 700 työtuolissa on 4-haarainen jalusta, jonka pyörät ovat jarruvivulla keskuslukittavat. Jalustan takapuolella on myös jarrujen keskuslukituksen jalkapainike, joka helpottaa avustajaa pyörien lukituksessa.

Tango 700 työtuolissa on vakiona Active –malliston istuin ja selkäosa. Tuoliin on valittavissa yksilöllisen tarpeen mukaisesti myös muun kokoinen Active istuin- ja selkäosa tai tuetumpaan asentoon Contour –istuin- ja selkäosat (3 kokovaihtoehtoa).

- Vakioverhoilu: Renewed Loop tummanharmaa
- Pyörät 75 mm, vivulla keskuslukittavat
- Jarruvivun (pituus 39 cm) käteisyys vaihdettavissa
- Korkeus- ja etäisyyssäädettävät käsituet
- Tuote on CE-merkitty
- EU:n lääkintälaitte standardin mukainen tuote

Valmistaja: Vermund Larsen
(VELA)

Valmistusmaa: Tanska

Tuotenumero	Tuote
VE71001FL-S	Työtuoli Tango 700 Active, istuin 44x44 cm
VE71001FL-M	Työtuoli Tango 700 Active, istuin 47x47 cm
VE71001FL-L	Työtuoli Tango 700 Active, istuin 50x50 cm
VE71001FL-X	Työtuoli Tango 700, yksilöllinen varustelu

Ominaisuus	Tango 700
Korkeudensäätö	150 mm kaasujousi
Istuinkorkeus	44,5 – 59,5 cm
Istuimen koko	44 x 44 cm
Istuinkulman säätö	-10° - +15°
Selkäosan koko	38 x 30 cm
Selkäosan kulmasäätö	-4° - +22°
Selkäosan korkeudensäätö	10 cm
Käsituet	9 x 30 cm
Käsitukien korkeudensäätö	17 – 33 cm
Rungon koko	55 x 55 cm
Tuolin paino	25,5 kg
SWL	160 kg
Suositteltu käyttäjän paino	130 kg
Istuimen rotaatio	90° vasemmalle ja oikealle

