

Työtuoli Tango 700E



VELA Tango 700E on tuolimalli, joka on suunniteltu tukemaan ihmisen omatoimisuutta ja osallisuutta arjen kotiaskareisiin. Tuoli mahdollistaa aktiivisen toimimisen, kuten ruoanlaiton ja kodinhoidon, istuma-asennosta käsin.

Tango 700E istuinkorkeutta säädetään sähköisesti napinpainalluksella. Sähköinen nostotoiminto auttaa myös tuolista ylös nousussa. Tuolin istuinkulma on säädettävissä. Istuimen lukittava pyörähdystoiminta helpottaa kahden eri tason äärellä työskentelyä. Tuolissa on korkeussäädettävä selkänoja ja käsinojissa on korkeus- ja etäisyysäättö.

Tuolin pyörät ovat jarruvivulla keskuslukittavat. Jalustan takapuolella on myös jarrujen keskuslukituksen jalkapainike, joka helpottaa avustajaa pyörien lukituksessa.

- Vakioverhoilu: Renewed Loop tummanharmaa
- Pyörät 75 mm, vivulla keskuslukittavat
- Jarruvivun (pituus 39 cm) käsisyys vaihdettavissa
- Korkeus- ja etäisyysäädetävät käsitet
- Tuote on CE-merkitty
- EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote

Valmistaja: Vermund Larsen (Vela)

Valmistusmaa: Tanska

Tuotenumero	Tuote
VE71011FL-S	Työtuoli Tango 700E Active, istuin 44x44 cm
VE71011FL-M	Työtuoli Tango 700E Active, istuin 47x47 cm
VE71011FL-L	Työtuoli Tango 700E Active, istuin 50x50 cm
VE71011FL-X	Työtuoli Tango 700E, yksilöllinen varustelu

Ominaisuus	Tango 700E
Korkeudensäätö	200 mm kaasujousi
Istuinkorkeus	42,5 – 32,5 cm
Istuimen koko	44 x 44 cm
Istuinkulman säätö	-10° - +15°
Selkäosan koko	38 x 30 cm
Selkäosan kulmasäätö	-4° - +22°
Selkäosan korkeudensäätö	10 cm
Käsituet	9 x 30 cm
Käsitukien korkeudensäätö	17 – 33 cm
Rungon koko	55 x 55 cm
Tuolin paino	25,5 kg
SWL	160 kg
Suosittelun käyttäjän paino	145 kg
Istuimen rotaatio	90° vasemmalle ja oikealle

